

1605714 - ETHILON™ fil de suture 1/0 - USP 1 - 30 mm - 90 cm - noir - 36 pcs



Déscription

La suture est une suture chirurgicale monofilament non absorbable et stérile. La suture ETHILON™ est indiquée pour l'approche générale et/ou la suture des tissus mous, y compris dans les procédures cardiovasculaires, ophtalmiques et neurologiques.

Avantages

- Monofilament
- Synthétique

Spécifications

Marque	Ethicon
Composition	Polyamide
sku	1605714
Stérile	Oui
Résorbable	Non
Longueur du fil	90 cm
Longueur de l'aiguille	30 mm
Produits similaires	Non
Couleur	Noir
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe III
Type d'emballage	Boîte
épaisseur du fil	4/0