

## 1102586 - Tensiomètre digital M3 - brassard flexible avec portée 22-42 cm - bras supérieur - 1 pc



### Déscription

L'OMRON M3 vous offre des mesures rapides, faciles et précises. Il détecte même les battements de cœur irréguliers lors de la lecture habituelle de la tension artérielle. De plus, l'appareil peut stocker les données de deux utilisateurs distincts, ce qui vous permet d'enregistrer des mesures et des évolutions individuelles.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Omron
<b>sku</b>	1102586
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de tensiomètre</b>	Tensiomètres numériques