

## 1623396 - SportsArt UB521M Entraîneur du haut du corps - avec HRC - sans ceinture émettrice - siège réglable et pivotant



### Déscription

Le **UB521M Upper Body Ergometer de SportsArt** est un **appareil de rééducation** polyvalent et professionnel conçu pour entraîner à la fois les **muscles du haut du corps** et la **capacité cardiovasculaire**. Grâce à la résistance **bi-directionnelle**, aux nombreuses options de réglage et à l'accès en fauteuil roulant, cet appareil est idéal pour une utilisation en **physiothérapie, centres de rééducation et hôpitaux**.

#### Caractéristiques principales

- Résistance bi-directionnelle : pour des entraînements variés et des séances thérapeutiques (avant et arrière).
- Accès fauteuil roulant optionnel : siège rabattable, plateforme pour fauteuil roulant et rampe d'accès optionnelle.
- Poignées pivotantes à 180° : choix entre mouvements alternés ou utilisation simultanée des bras.
- Amplitude de mouvement réglable : quatre réglages (16,5, 19, 21,5 et 24 cm) pour une amplitude optimale.
- Fonctionnement silencieux et fluide : transmission par courroie durable avec transition sans à-coups entre avant et arrière.
- Panneau de commande inclinable et écran pivotant : ajustables pour les utilisateurs assis, debout ou en fauteuil roulant.
- Accessoires optionnels : fixation pour fauteuil roulant et gants d'assistance à la préhension pour un soutien supplémentaire.

#### Spécifications techniques

- Poids de l'appareil : 120 kg
- Dimensions (L x l x H) : 176 x 80 x 190,5 cm
- Résistance : 20 niveaux (par incréments de 0,1)
- Alimentation électrique : 15A, 120V AC, mise à la terre
- Poids utilisateur max. : 227,3 kg
- Affichage : niveau d'entraînement, calories, temps, RPM, distance, METs, puissance en watts, vitesse, fréquence

- cardiaque, Cardio Advisor / zone de perte de poids
- Programmes d'entraînement : Intervalle personnalisé, Aléatoire, Côte, Piste, Iso cinétique, Iso force, Fréquence cardiaque personnalisée, Cardio/Perte de poids, ActivZone™

**L'ergomètre UB521M est idéal pour :**

- La rééducation cardiovasculaire
- La rééducation neurologique et orthopédique (par ex. après un AVC ou des lésions à l'épaule/bras)
- L'entraînement sportif et de renforcement du haut du corps
- Les utilisateurs en fauteuil roulant grâce à son accessibilité complète et ses aides optionnelles

## Spécifications

<b>Marque</b>	SportsArt
<b>sku</b>	1623396
<b>Type d'emballage</b>	Pièce