

**1543243 - Sonde Tiemann - PVC - usage unique - 40 cm - Ch 18 -
rouge - 1 x 100 pcs**



Déscription

La sonde vésicale Tiemann, dotée d'un embout spécial atraumatique légèrement incliné, possède deux yeux latéraux et un connecteur en forme d'entonnoir avec un code couleur international à usage unique. L'embout est adapté à l'anatomie masculine, à utiliser avec un lubrifiant pour protéger l'appareil urinaire et il est doté d'un embout fermé. L'extrémité légèrement incurvée facilite la cathérisation chez les patients souffrant d'hypertrophie prostatique ou d'un col vésical abrupt. La sonde peut être utilisée chez les hommes, les femmes et les enfants.

Spécifications

Marque	Dahlhausen
Composition	PVC
Stérile	Oui
Longueur de la sonde	40 cm
Sans latex	Oui
sku	1543243
Couleur	Rouge
Diamètre sonde	Ch 18
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Sex	Unisex
Type d'emballage	Boîte