

1001658 - 3M™ Precise™ Agrafeuse cutanée - 5 agrafes - 1 pc



Déscription

Ce modèle simple garantit de faibles coûts d'exploitation et offre des résultats constants et fiables. Sa petite taille pratique et son concept d'utilisation similaire à celui d'une agrafeuse offrent de nombreuses possibilités, même pour les zones du corps difficiles à atteindre. Le système de libération automatique évite les blocages, la tête incurvée assure une excellente visibilité de l'agrafe lors de l'insertion. Convient pour un usage unique, les agrafes sont acré.

Spécifications

Marque	3M™
Stérile	Oui
sku	1001658
Couleur	Blanc
Nombre d'agrafes	5
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce