

## 1550288 - Vivatmo Pro



### Déscription

**Mesure sans fil et sans entretien de la FeNO avec le Vivatmo Pro. Pour les hôpitaux et les cabinets privés.**

Principaux avantages de la mesure de la FeNO avec le Vivatmo Pro de Ganshorn :

- Mesure facile et sans erreur grâce à l'interface intuitive et au support visuel.
- Les résultats des mesures sont disponibles immédiatement après la mesure.
- Sans fil et flexible dans son utilisation.
- Chargement par induction - Vivatmo s'intègre parfaitement au flux de travail normal grâce à la lecture directe des données du patient et à la connectivité via l'interface HL7 ou GDT.
- Le Vivatmo Pro de Ganshorn ne nécessite aucune maintenance ni aucun étalonnage.
- Récompensé par le prix IF design

### Spécifications

<b>Marque</b>	Ganshorn
<b>sku</b>	1550288
<b>Réglementation Européenne</b>	98/79/EC - Autres
<b>Type d'emballage</b>	Pièce