

## 1543498 - IL 21 lampe infrarouge 150 W - 1 pc



### Déscription

La lampe infrarouge aide en cas de rhume et de tension musculaire qui dégage une chaleur apaisante avec 5 réglages d'angle.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 14.5 cm, H 21 cm, L 17.5 cm
<b>SKU leverancier</b>	61601
<b>Code CNK</b>	CNK 2851-293
<b>Puissance</b>	150 W
<b>sku</b>	1543498
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce