

1543498 - IL 21 lampe infrarouge 150 W - 1 pc



Déscription

La lampe infrarouge aide en cas de rhume et de tension musculaire qui dégage une chaleur apaisante avec 5 réglages d'angle.

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 14.5 cm, H 21 cm, L 17.5 cm
SKU leverancier	61601
Puissance	150 W
Code CNK	CNK 2851-293
sku	1543498
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce