

## 1543083 - Supporter siège de toilette avec accoudoirs et couvercle - 1 pc



### Déscription

Le Supporter est un repose-bras confortable et stable qui facilite le fait de se lever et de s'asseoir. Ces accoudoirs peuvent facilement être repliés lors d'un transfert latéral, ce qui offre un confort d'utilisation supplémentaire. Ils sont conçus avec des poignées arrondies pour un soutien optimal.

Le Supporter s'intègre parfaitement dans la salle de bain et grâce à ses surfaces lisses, il est facile à nettoyer. Cela rend l'entretien simple et contribue à un environnement hygiénique. De plus, le Supporter est livré avec un couvercle, offrant ainsi une fonctionnalité et un confort supplémentaires."

## Spécifications

<b>Marque</b>	Etac
<b>SKU leverancier</b>	E80303112-2
<b>Couverture</b>	Oui
<b>Accoudoirs</b>	Oui
<b>Hauteur réglable</b>	Non
<b>Composition</b>	Cadre et accoudoirs : tube d'acier revêtu ; Accoudoirs : polypropylène Couvercle et verres : polypropylène ; Fixation : aluminium
<b>sku</b>	1543083
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce