

1101937 - Chariot à linge voor 1 sac à linge - 1 couvercle - wasty - 1 pc

Déscription

Porte-sacs à linge composé d'une structure en tube d'acier inoxydable Ø 20 mm avec des roulettes pivotantes Ø 80 / 100 mm et 4 pare-chocs en caoutchouc. Porte-sac en nylon, avec un anneau de fixation des sacs en acier inoxydable, charnière en plastique, intégrée au porte-sac. Couvercle en polypropylène disponible en 5 couleurs : blanc (1545852), vert (1576755), rouge (1545856), bleu (1560302) et jaune (1576756). Les couleurs sont à préciser au moment de la commande.

Spécifications

Marque	France Hopital
Dimensions du produit	L 935 cm, H 980 cm
Couvercles assortis	1545852(bleu); 1545856(rouge); 1560302(bleu); 1576756(jaune); 1576755(vert)
Pédale	Oui
Support sac poubelle	Oui
Nombre de roues	4
Nombre de couvercles inclus	1
Profondeur du produit	600 cm
sku	1101937
Composition sacs	En ligne
Configuration linge sale	1 sac
Matériel	Acier inoxydable
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce