

## 1545259 - Handycup® - avec graduations - avec 2 becs verseur - transparent - 237 ml - 12 pcs



### Déscription

Variante du Handycup, spécialement conçue pour institutions et pour laquelle la température de lavage en lave-vaisselle est souvent plus élevée (80 °C). Ne pas utiliser de produits de vaisselle agressifs ou à base de chlore pour ce genre de matière synthétique. Gobelet de très haute qualité pour personnes souffrant de perte de force et de coordination, développé par des ergothérapeutes Danois.

La conception angulaire facilite la déglutition, sans qu'il soit nécessaire de pencher la tête en arrière. La base large empêche le Handycup® de tomber facilement.

## Spécifications

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Couverture</b>                | Non                        |
| <b>Anse</b>                      | Oui                        |
| <b>Conforme à la norme HACCP</b> | Oui                        |
| <b>Coupe isolante</b>            | Non                        |
| <b>Indication d'échelle</b>      | Oui                        |
| <b>sku</b>                       | 1545259                    |
| <b>Composition</b>               | Co-polyester               |
| <b>Compatible lave-vaisselle</b> | 80°                        |
| <b>Contenu</b>                   | 237 ml                     |
| <b>Couleur</b>                   | Transparent                |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDD - 93/42/EEC - Classe I |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                      |