

1505676 - HEINE Finoff - rétinoscope - 3,5 V - 1 pc



Déscription

Le rétinoscope HEINE Finoff est destiné à l'examen général des tissus et spécialement à l'examen de la sclère. Lorsqu'il est utilisé avec un filtre bleu, il permet également l'éclairage de l'œil.

Spécifications

Marque	Heine
SKU leverancier	HEINC-002.17.080
sku	1505676
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce