

## 1543461 - Thermomètre multifonctionnelle infrarouge - FT 65 - 1 pc



### Déscription

Un véritable outil polyvalent de **Beurer!** Outre la mesure des oreilles et du front, le thermomètre peut également déterminer les températures de surface. L'alarme de température et l'affichage de la date et de l'heure sont des compléments parfaits pour une mesure simple et pratique. Il a une fonction de 6 pouces : température de l'oreille, du front et de la surface, alarme de température, date et heure et emplacements de mémoire. Il affiche les mesures en C° et F°, avec une alarme de température LED à partir de 38°C. Ne contient ni mercure ni verre, s'éteint automatiquement.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Digital</b>	Oui
<b>Code CNK</b>	CNK 3056-322
<b>Infrarouge</b>	Oui
<b>Alarme fièvre</b>	Oui
<b>Non contact</b>	Oui
<b>Embout souple</b>	Non
<b>Taxe Bebat</b>	0.05 EUR
<b>Indicateur de piles faibles</b>	Non
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>Mémoire</b>	Oui
<b>sku</b>	1543461
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de thermomètre</b>	Multifonctionnel
<b>Vitesse de mesure</b>	Quasi instantanée