

1624640 - HEINE visionPRO Hy Mac 3 - Usage Unique - Lame de laryngoscope - 10 pcs



Déscription

Les lames jetables HEINE visionPRO Macintosh sont les premières lames de laryngoscope jetables au monde fabriquées à partir de matériaux recyclés. Pour leur production, des composants issus de réfrigérateurs hors d'usage sont soigneusement recyclés. Ce procédé innovant permet d'économiser environ **200 tonnes d'émissions de CO₂ par an** – une étape importante vers une technologie médicale durable.

De plus, les lames sont équipées du système unique **HEINE FixLock**, qui garantit une **fixation stable et sécurisée** lors des procédures d'intubation. Ce design ingénieux est désormais protégé par plusieurs droits de propriété industrielle nationaux et internationaux.

Caractéristiques principales

- **Première mondiale** : premières lames de laryngoscope fabriquées à partir de **matériaux recyclés**
- **Écologique** : économise environ **200 tonnes de CO₂ par an**
- **Système HEINE FixLock** : fixation stable et sécurisée de la lame
- **Design jetable** : évite la contamination croisée et augmente la sécurité du patient
- **Design intelligent** : récompensé par plusieurs droits de propriété industrielle
- **Compatible avec les systèmes HEINE visionPRO**

Spécifications

Marque	Heine
SKU leverancier	HEINF-000.22.246
sku	1624640
	Non
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	3
Type d'emballage	Boîte
Type de lame	Mac