

1517241 - Aerosol Masque Pediatric (Under-The-Chin Style) - 1 x 50 pcs



Déscription

Les masques aérosol souples haut de gamme jetables AirLife® sont fabriqués à partir de résines de qualité supérieure. Les rebords effilés lisses ont été conçus pour assurer le confort du patient tout en réduisant les points d'irritation. Tous les masques AirLife® sont conçus pour s'adapter à l'anatomie du patient. Une gamme complète de masques est disponible pour correspondre aux exigences en matière de tailles pédiatriques et adultes. 50 masques par caisse.

Spécifications

Marque	Airlife
sku	1517241
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte
Type beademing	Ventilation non invasive