

1554043 - PT1003 Air Pressure Therapy System



Déscription

Le PT1003 est un appareil de thérapie par compression pneumatique. Un traitement efficace et non invasif de l'insuffisance veineuse, des plaies chroniques non cicatrisantes, des lymphoedèmes et des ulcères.

Caractéristiques :

- 4 chambres de compression pouvant être contournées individuellement en fonction de l'état du patient
- 2 applications possibles :

Chaque chambre est alternativement gonflée puis dégonflée (mode A).

- 4 chambres sont gonflées puis dégonflées (mode B)
 - 3 durées de traitement : 10-20-30 minutes
 - 10 niveaux de réglage de la pression

Spécifications

Marque	ESRI
sku	1554043
Type d'emballage	Pièce