

1545305 - Appose™ Stapler 35R (B: 5.8 mm x L: 4.1 mm) - 12 pcs



Déscription

L'agrafeuse cutanée à usage unique (Appose™ Stapler ULC) de Medtronic est un instrument facile à utiliser pour la fermeture rapide et efficace des plaies cutanées. L'agrafeuse est préchargée avec 35 agrafes, ce qui permet une utilisation immédiate.

À chaque activation de la poignée, une agrafe est automatiquement délivrée. L'agrafe pénètre d'abord la peau, puis est formée, rapprochant précisément les bords de la plaie pour une fermeture fiable. Grâce à son design ergonomique, à la formation constante des agrafes et à sa facilité d'utilisation, l'agrafeuse cutanée Appose™ ULC convient à diverses applications chirurgicales.

En position fermée, l'agrafe Regular a une largeur de 5,8 mm et une longueur de branche de 4,1 mm.

Utilisation : presser complètement puis relâcher, ne pas tirer ni soulever lors du relâchement de la gâchette.

Spécifications

Marque	Medtronic
Composition	Plastique
sku	1545305
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte