

## 1619688 - Table d'examen Flex BasiX 3- hauteur variable électrique - avec des roues - Revêtement Fresh - Bark - 1 pc



### Déscription

La BasiX 3 de Wesseling est une table très polyvalente. Grâce à son ouverture nasale et à son système de commande périphérique, elle est parfaitement adaptée à la physiothérapie. En optant pour le modèle Flex, la table est équipée de deux vérins à gaz sous la section centrale, permettant d'adopter la position dite « pli ». La répartition des surfaces garantit que le patient est toujours assis ou allongé dans une position confortable pendant le traitement. De plus, avec une hauteur maximale de 115 cm, chacun peut bénéficier d'une surface de travail ergonomique.

*Attention : la couleur de la table telle qu'affichée sur l'image n'est pas contractuelle et peut varier par rapport à la réalité.*

## Spécifications

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Marque                         | Wesseling             |
| Dimensions du produit          | L 64 cm, L 200 cm     |
| Roues incluses                 | Non                   |
| Capacité de levage             | 175 kg                |
| Hauteur réglable               | Oui                   |
| Porte-rouleau de papier inclus | Non                   |
| sku                            | 1619688               |
| Accoudoirs                     | Non                   |
| Couleur                        | Bark                  |
| Fente nasale triangulaire      | Fente nasale allongée |
| Nombre de parties              | 3-parties             |
| Pli électrique                 | Qui                   |
| Réglage de la hauteur          | Electrique            |
| Type d'emballage               | Pièce                 |