

1552657 - Manumed Optimale - 2-parties - modèle 313 version tête - repose-bras - hydraulique



Déscription

Stable et durable. Avec la table de traitement et d'examen 2 pièces Manumed Optimal, vous disposez à la maison de la table moderne de qualité Manumed Optimal. Robuste en apparence et simple à utiliser.

Moins c'est plus à la banque ManumedOptimal.

Caractéristiques:

- 2-parties
- Version tête
- Appui-bras
- Réglage de la hauteur hydraulique
- Commande périphérique
- Roulettes escamotables (commande centrale)
- Longue fente nasale avec obturateur
- Dimensions (lxl): 201 x 67 cm
- Réglage de la hauteur: 45 - 97 cm
- Temps de montée: 18 sec.
- Capacité de montée 200 kg

- Espace dégagé pour passage du tabouret en tête et pieds de table

Spécifications

Marque	Enraf-Nonius
Dimensions du produit	L 67 cm, L 201 cm
Hauteur	45 - 97 cm
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Capacité de levage	200 kg
Temps de réglage de la hauteur	18 s
sku	1552657
Accoudoirs	Qui
Contrôle de hauteur standard	Commande phériférique
Fente nasale triangulaire	Fente nasale allongée
Nombre de parties	2-parties
Réglage de la hauteur	Hydraulique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Table type pièce	Partie tête
Type d'emballage	Pièce