

## 1509570 - Seca 956 fauteuil pèse-personne digitale avec accoudoirs escamotables - classe III - 200 kg - 1 pc



### Déscription

Le fauteuil pèse-personne seca 956 répond à toutes les normes médicales de base : il peut supporter jusqu'à 200 kg, par graduation de 100 g. Il possède en plus tous les avantages spécifiques à seca, comme ses accoudoirs et ses repose-pieds blocables en position repliée, ses puissants freins de sécurité, son siège ergonomique, ses roues particulièrement faciles à manipuler, qui, avec ses poignées ergonomiques rendent le déplacement du fauteuil pèse-personne réellement plus aisé et précis. Le modèle seca 956 est bien entendu équipé de l'importante fonction TARE qui garde en mémoire chaque pesée séparément, et de la fonction auto-HOLD qui permet au personnel de prendre soin des patients avant de lire les résultats de la pesée.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Seca
<b>Dimensions du produit</b>	L 56.3 cm, H 89.7 cm, L 95.6 cm
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Calibré</b>	Oui
<b>Poids max.</b>	200 kg
<b>Avec tige de mesure</b>	Non
<b>Indication de l'IMC</b>	Non
<b>Taxe Bebat</b>	0.06 EUR
<b>Fonction de mise en marche automatique</b>	Non
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>sku</b>	1509570
<b>Produits similaires</b>	Oui
<b>Classe pèse personnes</b>	Classe III
<b>Gradation pèse-personnes</b>	100 g
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type d'échelle</b>	Pèse-personne digitale pour fauteuil roulant