

1509570 - Seca 956 fauteuil pèse-personne digitale avec accoudoirs escamotables - classe III - 200 kg - 1 pc



Déscription

Le fauteuil pèse-personne seca 956 répond à toutes les normes médicales de base : il peut supporter jusqu'à 200 kg, par graduation de 100 g. Il possède en plus tous les avantages spécifiques à seca, comme ses accoudoirs et ses repose-pieds blocables en position repliée, ses puissants freins de sécurité, son siège ergonomique, ses roues particulièrement faciles à manipuler, qui, avec ses poignées ergonomiques rendent le déplacement du fauteuil pèse-personne réellement plus aisé et précis. Le modèle seca 956 est bien entendu équipé de l'importante fonction TARE qui garde en mémoire chaque pesée séparément, et de la fonction auto-HOLD qui permet au personnel de prendre soin des patients avant de lire les résultats de la pesée.

Spécifications

Marque	Seca
Dimensions du produit	L 56.3 cm, H 89.7 cm, L 95.6 cm
Taxe Bebat	0.05 EUR
Poids max.	200 kg
Mémoire	Non
Calibré	Oui
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Fonction de mise en marche automatique	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1509570
Classe pèse personnes	Classe III
Gradation pèse-personnes	100 g
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-personne digitale pour fauteuil roulant