

1539645 - Texa® compresses de gaze - stériles - 7,5 x 7,5 cm - 100 x 1 pc



Déscription

Les compresses de gaze **Texa®** sont des compresses stériles de gaze hydrophile, convenant comme pansements traditionnels avec différentes possibilités d'application. Elles sont douces et souples, très absorbantes, respirantes et résistantes à la traction. Les compresses sont faites de 100% coton, contiennent 17-fils et sont plissées chirurgicalement avec une frange en retrait.

Spécifications

Marque	Texa
Composition	100% coton - tissé à 17 fils
Stérile	Oui
Couches	8 couches
Emballer	100 x 1 pc
Méthode de stérilisation	Oxide d'éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Boîte