

## 1501255 - Lampe d'examen LED 130F - fixation murale - bras à ressort - 1 pc



### Déscription

Lampe d'examen très puissante pour la petite chirurgie avec un excellent rendu des couleurs. La version est équipée du système d'éclairage R96, d'un variateur de lumière et d'un réflecteur de lumière froide avec filtre thermique.

#### Avantages

- Avec contrôle de mise au point
- Indice de rendu des couleurs: Ra 96
- Température de couleur: 4300K
- Taille du champ lumineux: 14-25 cm
- Diamètre de la lampe : 22 cm
- Lampe halogène: 50 Watt

## Spécifications

<b>Marque</b>	Dr. Mach
<b>Diamètre de la lampe</b>	33 cm
<b>Étendue du champ lumineux</b>	13-19 cm
<b>Nombre de LEDs</b>	19
<b>Intensité lumineuse</b>	60000 lux
<b>Longueur du bras</b>	171 cm
<b>Contrôle de la mise au point</b>	Oui
<b>Commande Touchless</b>	Non
<b>sku</b>	1501255
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016
<b>Catégorie de lampe de recherche</b>	Lampe d'examination
<b>Lampe d'examination modèle</b>	Modèle de mur
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce