

1501255 - Lampe d'examen LED 130F - fixation murale - bras à ressort - 1 pc



Déscription

Lampe d'examen très puissante pour la petite chirurgie avec un excellent rendu des couleurs. La version est équipée du système d'éclairage R96, d'un variateur de lumière et d'un réflecteur de lumière froide avec filtre thermique.

Avantages

- Avec contrôle de mise au point
- Indice de rendu des couleurs: Ra 96
- Température de couleur: 4300K
- Taille du champ lumineux: 14-25 cm
- Diamètre de la lampe : 22 cm
- Lampe halogène: 50 Watt

Spécifications

Marque	Dr. Mach
Contrôle de la mise au point	Oui
Diamètre de la lampe	33 cm
Nombre de LEDs	19
Intensité lumineuse	60000 lux
Étendue du champ lumineux	13-19 cm
Commande Touchless	Non
Longueur du bras	171 cm
sku	1501255
Normes	EN ISO 13485:2016
Produits similaires	Oui
Catégorie de lampe de recherche	Lampe d'examination
Lampe d'examination modèle	Modèle de mur
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce