

## 1533527 - Entre-pièce manchette LymphAssist bras - 68 cm - 1 pc



### Déscription

Les manchettes high-tech à 12 chambres à air ont des chambres internes qui se chevauchent. Cette conception assure un traitement plus efficace et élimine toute différence de pression interne. Des inserts peuvent être utilisés pour les membres plus grands.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Huntleigh
<b>Extra largeur épaule</b>	17 cm
<b>Extra largeur main</b>	13 cm
<b>sku</b>	1533527
<b>Longueur</b>	68 cm
<b>Membre</b>	Bras
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'accessoire</b>	Entre-pièce brassard
<b>Type d'appareil</b>	LymphAssist
<b>Type d'emballage</b>	Pièce