

## 1508001 - Brassard Flexiport taille 11 - avec tuyau et connecteur - 1 pc



### Déscription

Les brassards Flexiport sont jetables et peuvent être fixés directement sur tous les tensiomètres. Ils sont à usage unique afin d'éviter toute contamination croisée et sont donc destinés à être utilisés plusieurs fois sur le même patient.

### Spécifications

<b>Marque</b>	WelchAllyn
<b>Portée du brassard Flexiport</b>	24 - 34 cm
<b>Nombre de tuyaux</b>	1 tuyau
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Taille du brassard Flexiport</b>	Taille 11
<b>Type brassard Flexiport</b>	Brassard complet Flexiport
<b>Type d'emballage</b>	Pièce