

**1560121 - Sonde pour femme PVC - usage unique - bleu - CH08 - 23 cm - stérile - 100 pcs**



## Déscription

Sonde en PVC pour les femmes stériles pour le drainage intermittent de la vessie. Les sondes sont dotées de deux yeux et d'un embout doux et arrondi pour l'insertion. Ce produit ne contient pas de latex et est emballé individuellement.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Pennine
<b>Composition</b>	PVC
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Longueur de la sonde</b>	23 cm
<b>sku</b>	1560121
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Diamètre sonde</b>	Ch 08
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
<b>Sex</b>	Femmes
<b>Type d'emballage</b>	Paquet