


1208512 - Spéculum vaginal Collin - S - 8,5 cm x 3 cm - 1 pc



Déscription

Disponible en différentes tailles, le spéculum vaginal Collin est fabriqué en acier de qualité allemande. Il est doté d'une vis de réglage latérale.

Spécifications

Marque	Nopa
Dimensions du produit	L 3 cm, L 8.5 cm
sku	1208512
Qualité instruments	Chirurgical
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Ir
Taille	S
Type d'emballage	Pièce
Type spéculum vaginal	Collin