

1572352 - DT100 Bplus - sur le stand



Déscription

La solution mobile pour une utilisation pratique, avec le nouveau bras de support B.

Les systèmes de vide Strässle sont utilisés en combinaison avec un système ECG. Avec son nouveau bras de support, le DT 100 B est le successeur de l'ancien DT 100. Grâce à la pompe à vide à commande automatique avec 4 niveaux réglables, ces systèmes sont largement utilisables. La gaine en silicone des électrodes d'aspiration garantit une bonne adaptation et l'électrode en chlorure d'argent assure une conduction parfaite.

L'appareil est livré avec 6 électrodes de 1 mètre et 4 électrodes de 1,30 mètre.

Spécifications

Marque	Strässle
SKU leverancier	4000-473
Normes	EN ISO 14971 EN 980 EN ISO 1041 EN ISO 13485:2016
sku	1572352
EKG catégorie	Systèmes d'aspiration
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce