

## 1532933 - Derma+flex colle de suture - stérile - 0,7 ml - 1 x 6 pcs



### Déscription

Dermaflex est un colle de suture liquide stérile, élastique et de haute viscosité. Avec ce produit, vous fermez les plaies sans douleur et en quelques secondes. Il réduit également les cicatrices et constitue une excellente alternative aux méthodes traditionnelles de fermeture des plaies (sutures et agrafes). L'adhésif est basé sur une combinaison d'Octyl et de Butyl Cyanoacrylate, combinant ainsi la force du Butyl avec la flexibilité de l'Octyl. Chaque tube contient 0,7 ml et est livré avec un double embout pour une application fine et large. L'adhésif est visible à l'œil nu et facilite l'application sur la peau. Derma+flex ne contient pas de latex ni de DEPH.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Vygon
<b>Composition</b>	Octyl en Butyl Cyanoacrylate
<b>sku</b>	1532933
<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte