

1575940 - SEH Trolley - porte-bouteille d'oxygène pour 2L - diam. 120 mm



Déscription

Accessoire pour le chariot IC/ SEH. Le chariot de transport IC est entièrement conçu par TechniCare et peut être assemblé comme vous le souhaitez. Vous déterminez vous-même la construction du chariot : rails DIN, supports de moniteur, postes de perfusion, etc. - Le chariot est construit en fonction de vos besoins et de l'équipement à transporter.

Spécifications

Marque TechniCare

Type d'emballage Pièce