

1532431 - Micro-Fine™ Ultra™ - aiguilles pour stylo injecteur - 32G x 4 mm - vert - 100 pcs



Déscription

Les aiguilles de stylo BD Micro-Fine™ Ultra™ 4 mm sont fabriquées selon la technologie Extra Thinwall. Cela donne un diamètre intérieur encore plus grand, ce qui permet un meilleur flux d'insuline et une force de pression très réduite lors de l'injection, d'où un confort maximal.

Les personnes diabétiques préfèrent les aiguilles courtes. Avec cette aiguille, il n'est pas nécessaire de prendre un pli de peau. L'aiguille peut être utilisée par tout le monde, quels que soient l'âge et le physique.

- Technologie EasyFlow (cela signifie que l'aiguille est dotée d'une paroi extra-fine qui rend l'injection encore plus rapide et plus facile pour les patients)
- 100% compatible avec tous les stylos injecteurs pour le traitement du diabète

Spécifications

Marque	BD
Longueur de l'aiguille	4 mm
Diamètre aiguille	0.23 mm
Mécanisme de sécurité	Non
sku	1532431
Couleur	Vert
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte