

1610588 - Sterican® aiguilles - 27G x 1/2 - vert - 1000 pcs



Déscription

Les aiguilles B. Braun Sterican® pour l'insuline avec un connecteur Luer-Lock garantissent une douleur minimale lors de l'injection. Les aiguilles sont à paroi mince et fabriquées en acier inoxydable au chrome-nickel.v

Spécifications

Marque	Braun
Composition	Aiguille: acier inoxydable chrome nickel, connexion Luer-Lock: polypropylène
sku	1610588
Stérile	Oui
Mécanisme de sécurité	Non
Longueur de l'aiguille	12 mm
Diamètre aiguille	40 mm
Couleur	Vert
Dimensions	27G x 1/2"
Dimensions en mm	0,40 x 12 mm
Etat des documents	Expiré
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte