

1303423 - Spéculum vaginal Cusco vièrge - 7,5 cm x 3,2 cm - 1 pc



Déscription

Spéculum vaginal métallique réutilisable. La petite taille de ce spéculum le rend idéal pour les jeunes patientes. Avantage : pas de reflets lumineux gênants grâce à la finition mate de l'intérieur. Fabriqué en acier inoxydable et stérilisable.

Spécifications

Marque	Nopa
Dimensions du produit	L 7.5 cm, L 7.5 cm
sku	1303423
Qualité instruments	Chirurgical
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Ir
Type d'emballage	Pièce
Type spéculum vaginal	Cusco