

## 1303423 - Spéculum vaginal Cusco vierge - 7,5 cm x 3,2 cm - 1 pc



### Déscription

Spéculum vaginal métallique réutilisable. La petite taille de ce spéculum le rend idéal pour les jeunes patientes. Avantage : pas de reflets lumineux gênants grâce à la finition mate de l'intérieur. Fabriqué en acier inoxydable et stérilisable.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Nopa
<b>Dimensions du produit</b>	L 7.5 cm, L 7.5 cm
<b>sku</b>	1303423
<b>Produits similaires</b>	Oui
<b>Qualité instruments</b>	Chirurgical
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe Ir
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type spéculum vaginal</b>	Cusco