

1627843 - Aniosgel 800 - gel désinfectant - REG 02746 - 1 x 500 ml



Déscription

Le gel antiseptique Aniosgel 800 est une nouveauté de la gamme Anios. C'est un gel hydroalcoolique, incolore et sans parfum, destiné à la désinfection des mains. Il dispose d'une meilleure tolérance cutanée et son séchage est plus rapide.

Dose d'emploi :

L'Aniosgel 800 est prêt à l'emploi. Le produit doit être bien réparti jusqu'à séchage complet. Aucun rinçage n'est nécessaire.

- 1 pression de pompe = 3 ml
- Traitement hygiénique : 3 ml / 30 secondes.
- Désinfection chirurgicale : 2 x 3 ml / 2 x 45 secondes

Spécifications

Marque	Anios
Composition	<p>Bactéries : EN 1040, EN 13727 (2013), EN 1500 (2013), prEN 12791 (2013) : 30 sec. Selon EN 13727 (2013) sur BMR/BHR.</p> <p>Mycobactéries : EN 14348 : 30 sec</p> <p>Levures et moisissures : EN 1275, EN 13624 (2013) : 30 sec - Virus : EN 14476 (2013) sur Poliovirus : 60 sec</p> <p>Adenovirus et Norovirus Murin : 30 sec. Selon EN 14476 (2013) sur BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV), HIV-1, HSV-1, Rotavirus, VRS, Vaccinia virus : 30 sec.</p>
sku	1627843
Contenu	500 ml
Forme physique	Gel d'alcool
Odeur	Odeur d'alcool
Type d'emballage	Pièce