

1553091 - MoVeS Loop Ø 28 cm - extra fort (bleu) - 1 x 10 pcs



Déscription

Le tout nouveau MoVeS Loop Set est véritablement une salle de sport dans un sac. Ce sac pratique contient quatre MoVeS Loops de qualité, chacun avec une résistance différente et un manuel. Ils sont parfaits pour entraîner de nombreux muscles différents de votre corps : flexions des bras (biceps), rotation externe (épaule), squats (cuisses), etc.

Spécifications

Marque	MVS
Dimensions du produit	L 28 cm
sku	1553091
Couleur	Bleu
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce