

## 1000787 - CauteryTip avec poignée et grand anneau - stérile - 28 mm - 1200°C - 1 pc



### Déscription

Les stylos de cautérisation stériles FIAB à usage unique sont utilisés dans l'hémostase et permettent une cautérisation rapide et précise des petits vaisseaux sanguins. Ils sont faciles à manipuler et ont une batterie interne longue durée. Plusieurs modèles sont disponibles, se différenciant par les températures de fonctionnement (1200°C, 800°C et 600°C), la forme, l'épaisseur et la longueur de l'embout de cautérisation. La gamme disponible permet de choisir un stylo de cautérisation parfaitement adapté aux exigences cliniques de l'intervention.

### Spécifications

<b>Marque</b>	FIAB
<b>sku</b>	1000787
<b>Produits similaires</b>	Oui
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce