

1550349 - MC 3800 Fauteuil de massage Shiatsu - 1 pc



Déscription

Un massage relaxant le soir devant la télévision ne doit pas être qu'un rêve, le fauteuil de massage est magnifique dans votre salon et vous aide à vous détendre à la maison. avec dossier réglable automatiquement, repose-pieds et 3 programmes de massage (relaxation, thérapie et santé). Avec un interrupteur manuel sans fil, le matériau est en cuir PU et facile à entretenir.

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 73 cm, H 109 cm, L 102 cm
SKU leverancier	64017
Fonction de chaleur	Oui
Programmes de massage	3
Nombre de têtes de massage	4
sku	1550349
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce