

1539168 - Table d'examen Quest Cardio - roues escamotables - hauteur variable électrique - 1 pc



Déscription

Table d'examen Quest Cardio réglable en hauteur de 54 à 94 cm avec un angle latéral pour l'examen cardiologique. Offre un grand confort grâce à la base en forme de H, au Trendelenburg et au matériau résistant au feu. Le dossier est soutenu par un ressort à gaz, fonction Block 'n Roll.

Spécifications

Marque	Promotal
Dimensions du produit	L 65 cm, L 200.4 cm
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Hauteur	54-94 cm
Porte-rouleau de papier inclus	Oui
Composition	Cadre en acier avec finition époxy
Normes	ISO 13485
Capacité de levage	200 kg
sku	1539168
Nombre de parties	2-parties
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Pièce