

1602214 - WelchAllyn brassards à usage unique flexiport Soft taille 12l - sans tube et sans connecteur - 1 x 20 pcs



Déscription

Brassards Flexiport de **Welch Allyn** à usage unique pour éviter la contamination croisée.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
sku	1602214
Groupe cible	Adultes
Nombre de tuyaux	Pas de tuyau
Portée du brassard Flexiport jetable	32 - 43 cm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Taille	Taille 12L
Type brassard Flexiport	Brassard simple Flexiport
Type d'emballage	Boîte
Usage brassard Flexiport jetable	Patient unique