

1518375 - Smartsigns MiniPulse pulsoxymètre rechargeable - 1 pc



Déscription

Le smartsigns MiniPulse est le nouveau modèle de la gamme de moniteurs multi-paramètres smartsigns. Cet appareil portable au design ergonomique affiche le pouls et les niveaux de saturation en oxygène du patient sur un grand afficheur DEL haute visibilité. Des mesures fiables et rapides peuvent être effectuées sur tous les groupes de patients ? adultes, enfants et nouveau-nés. Rechargeable.

Spécifications

Marque	Huntleigh
sku	1518375
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce