

1023516 - Seringues à insuline Micro-Fine™ 0,5 ml - aiguille 29G x 12,7 mm - 10 x 10 pcs



Déscription

Cette seringue insuline offre aux personnes atteintes de diabète une méthode confortable et pratique d'injection d'insuline. La seringue à insuline Micro-Fine™ de BD avec aiguille est une seringue stérile à usage unique. Le capuchon de protection blanc et orange garantit la stérilité de la seringue. L'espace mort est minimal, ce qui réduit le risque de bulles d'air et évite le gaspillage d'insuline.

Spécifications

Marque	BD
Composition	Acier inoxydable chirurgicale, arbre d'aiguille électro-poli, piston caoutchouc
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Mécanisme de sécurité	Non
sku	1023516
Contenu	0,5 ml
Dimensions	29G x 12,7 mm
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte