

## 1577036 - Housse bi-tec pour coussin standard Relax - XL - bleu - 1 pc



### Déscription

Housse en textile Bi-Tech bleu clair pour l'coussin 'Relax standard XL' de Fico. Le Bi-tec est un matériau respirant, élastique et ignifuge. Il est également anti-acariens, anti-bactérien et anti-fongique.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>Composition</b>	Housse: matériel bi-tec: 45% PE/55% PU, 190g/m <sup>2</sup> , remplissage: microbilles de polystyrène 35,9 kg/m <sup>3</sup> , tailles des billes 0,9-1,18 mm
<b>sku</b>	1577036
<b>Lavable</b>	40 °C
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Relax
<b>Type d'emballage</b>	Pièce