

1574664 - Housse désinfectable - avec fente nasale - gris foncé - 192 x 65 cm - 1 pc



Déscription

La housse HygienePRO est une housse en tissu qui est néanmoins imperméable grâce à sa technologie unique d'imperméabilisation. Il offre à vos patients un confort maximal grâce à son tissu doux ainsi qu'une sécurité optimale. Vous pouvez désinfecter la housse avec une solution alcoolisée entre deux patients. Cette housse peut être facilement lavée à 30 degrés dans la machine à laver.

Le couvercle est doté d'un nez et convient à une table d'une longueur de 195 à 205 cm.

Spécifications

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Marque | hygienepro |
| Dimensions du produit | L 65 cm, L 192 cm |
| sku | 1574664 |
| Taille | 192 cm x 65 cm |
| Type d'emballage | Pièce |