

1512610 - Seca 203 ruban de mesure périmétrique rapport taille-hanche - 0 jusqu'à 205 cm - 1 pc



Déscription

Le ruban de mesure périmétrique seca 203 est dotée d'une échelle métallique de qualité supérieure permettant de mesurer le WHR (Waist-To-Hip-Ratio = rapport taille/hanche).

Le WHR est un taux qui permet de déterminer indirectement la quantité de graisse viscérale. Ce rapport qui renseigne sur la répartition des dépôts de graisse est un précieux paramètre de diagnostic.

Spécifications

Marque	Seca
Télescopique	Non
Démontable	Non
Connectable aux balances	Non
sku	1512610
Produits similaires	Oui
Graduation toise	1 mm
Modèle toise	Ruban de mesure
Plage de mesure	35 - 80 cm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce