


## 1533368 - Entre-pièce manchette Hydroven 3 bras - 68 cm - 1 pc



### Déscription

Toutes les manchettes Hydroven sont fabriquées à partir d'un matériau doux et résistant. Doublure intérieure souple pour un confort maximal du patient. Le brassard peut se dilater vers l'intérieur pour épouser les contours de chaque membre.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Huntleigh
<b>Extra largeur épaule</b>	17 cm
<b>Extra largeur main</b>	12 cm
<b>sku</b>	1533368
<b>Longueur</b>	68 cm
<b>Membre</b>	Jambe (standard)
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'accessoire</b>	Entre-pièce brassard
<b>Type d'appareil</b>	Hydroven
<b>Type d'emballage</b>	Pièce