

1574639 - Table d'examen Praxis 4 Elite - hauteur variable électrique - roues - support rouleau papier - revêtement Purfect - 1 pc



Déscription

Le Praxis 4 Elite est le successeur de la série Praxis 3, qui a connu un grand succès. Cette ligne se caractérise par son énorme portée de 42-112cm et a une capacité de levage standard de 225kg. Grâce aux pieds arrondis et aux profilés plus épais, la table n'est pas seulement belle, elle est aussi très solide et stable. Grâce au ressort à gaz spécial sous la section tête/jambes, le rabat se relève automatiquement lorsque la table est abaissée à sa position la plus basse. Cela se produit lorsque le volet court est tourné vers le bas. Cela permet de diviser la surface de manière optimale tout en garantissant une position basse de 42 cm.

Spécifications

Marque	Wesseling
Dimensions du produit	L 64 cm, L 196 cm
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Hauteur	42-112 cm
Porte-rouleau de papier inclus	Oui
sku	1574639
Nombre de parties	4-parties
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce