

## 1008064 - 3M™ Tie-on chirg. masque - Type II - 50 pcs



### Déscription

3M™ Tie-On est un masque chirurgical utilisé pour les soins aux patients. Il s'agit du masque chirurgical plat le plus populaire de 3M™. Ce masque est préféré pour son confort et sa respirabilité. Ce masque à sangles horizontales est idéal pour un usage chirurgical et général. Le masque a une construction à 3 couches qui le rend confortable à porter. Il est résistant à l'humidité et utile pour la chirurgie générale et les soins aux patients. Le masque est conçu pour différentes formes et tailles de visage. Il est léger et sans fibre de verre et possède une filtration bactérienne de 99 %.

## Spécifications

<b>Marque</b>	3M™
<b>Boucles d'oreilles</b>	Oui
<b>Valve</b>	Oui
<b>Barette nasale</b>	Oui
<b>Composition</b>	Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel ni de caoutchouc naturel sec
<b>sku</b>	1008064
<b>Produits similaires</b>	Oui
<b>Couches</b>	3 couches
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>Type de masque</b>	Masque médical