

## 1508010 - HEINE lame laryngoscope - classic + miller 0 - fibre optique -1 pc



### Déscription

Les **lames Heine Classic + Miller F.O.** sont faciles et sûres à nettoyer grâce à la technologie HEINE smoothSURFACE et, à ce jour, aucun incident nosocomial n'a jamais été signalé avec une lame HEINE en raison de sa conception lisse et sans couture qui ne pose aucun risque de blessure.

Éclairage optimisé pour l'intubation endotrachéale grâce à la fibre optique HiLite de HEINE, combinée à un contrôle de qualité strict où chaque lame passe par 51 étapes d'inspection pour répondre aux normes les plus strictes.

Grâce à sa durabilité de qualité supérieure, HEINE permet de réaliser des économies à long terme par rapport aux produits jetables et autres produits réutilisables, tandis que sa conception innovante garantit des processus de nettoyage rationalisés.

Le produit est également durable grâce à une empreinte écologique nettement plus faible que les autres options et il est **compatible avec toutes les poignées de laryngoscope** conformément à la norme ISO 7376 (norme verte).

## Spécifications

<b>Marque</b>	Heine
<b>SKU leverancier</b>	HEINF-000.22.120
<b>sku</b>	1508010
	Non
<b>Lavable/Disposable</b>	Herbruikbaar
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	80 mm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce